

新製品の お知らせ

2つのボルタンメトリー用セル



●密封テフロンキャップの取り扱いの注意点
 右上のように手のひらで押すなど穴をふさいだままセットしますと、バイアルが割れる場合がございます。
 又、宙に浮いた状態でキャップを外すと、勢いで内部液をこぼさす可能性がございます。机の上に置いた状態で外すなど、十分ご注意ください。

SVC-3

内訳
 サンプルバイアル(20mL) 7個
 カウンター電極 Pt 1本
 SVC-3 テフロンキャップ 1個
 パージ用チューブ 30cm
 ※作用電極・参照電極は別売りです。



012669 SVC-3 ボルタンメトリー用セル

スタンダードタイプ

多種類のカウンター電極が使用可能

012668
 SVC-2 ボルタンメトリー用セル

内訳
 サンプルバイアル(20mL) 7個
 カウンター電極 Pt 1本
 SVC-2 テフロンキャップ 1個
 パージ用チューブ 30cm
 ※作用電極・参照電極は別売りです。




SVC-2

微量サンプルの測定が可能

太い作用電極が使用可能

●4つのモードで測定可能 ※詳細はカタログかHPをご覧ください。



SVC-2・SVC-3オプション(別売)

012670	SVC-2 テフロンキャップ
012671	SVC-3 テフロンキャップ
012749	O-リングセット(SV-2用)
012573	SVC-3C用O-リング(10個入)
001056	サンプルバイアル(20mL)10本入
010537	パージ用チューブ
参照電極	
012167	RE-1B 水系参照電極(Ag/AgCl)
012171	RE-7 非水溶媒系参照電極(Ag/Ag ⁺)
カウンター電極 他	
002222	VC-2用Ptカウンター電極
002233	VC-3用Ptカウンター電極 5cm Pt
002234	Ptカウンター電極 23cm
012639	Niカウンター電極 23cm
012176	サンプルホルダー 6mmφ (2本入)

その他各種取り揃えております。



ビー・エー・エス株式会社

本社 〒131-0045 東京都墨田区押上1-36-6
 東京営業所 TEL: 03-3624-0367 FAX: 03-3624-0940
 大阪営業所 TEL: 06-6308-1867 FAX: 06-6308-6890

詳細は消耗品も充実のBASホームページをご覧ください。
 価格は <https://ssl.bas.co.jp/m/> からご確認ください。

ボルタンメトリー用セル

検索

お問い合わせはこちらまで
 E-mail: spl@bas.co.jp

広告ナンバー K0051